



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

по самостоятельному взятию биоматериала для выполнения исследования по выявлению PHK коронавируса COVID-2019 (SARS-CoV-2)

Перед проведением манипуляции:

- проверьте Ф.И.О. на белом транспортном пакете, контейнере и эппендорфе с транспортной средой. Фамилия и инициалы должны совпадать с фамилией и инициалами пациента.
- перед манипуляцией внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Правила взятия мазка из зева:

- Осуществлять взятие биоматериала удобнее перед зеркалом, при хорошем освещении.
- Помойте руки и наденьте одноразовые перчатки.
- Подготовьте / распакуйте предметы для самостоятельного взятия мазка из зева (глотка).
- Извлеките зонд из упаковки. Зонд стерилен, поэтому не кладите его на другие поверхности и не касайтесь им других предметов. Держите зонд в той руке, которой вам удобнее пользоваться.
- Возьмите пробирку с транспортной средой в другую руку и откройте крышку.
- Широко откройте рот, глубоко вдохните.
 - При достаточном открытии ротоглотки шпатель не потребуется.
- На вдохе проведите рабочим концом зонда по правой миндалине, затем по небным дужкам к язычку, потом по левой миндалине и задней стенке глотки. Не прикасайтесь к корню языка и небному язычку, чтобы не спровоцировать рвотный рефлекс.
- Погрузите рабочую часть зонда в пробирку с транспортной средой. Произведите несколько вращательных движений зондом, перемешивая среду. Отожмите тампон о внутреннюю сторону эппендорфа и плотно закройте крышку пробирки.
- Извлеките зонд из пробирки и утилизируйте его.
- После взятия биоматериала тщательно вымойте руки с мылом.

Маркировка и упаковка биоматериала:

- Эппендорф с отобранным материалом поместите в маленький пакет с зип-замком и плотно закройте замок пакета;
- Использованный зонд и оставшийся упаковочный материал утилизируйте.

• В белый брендированный пакет сложите:

- подготовленный контейнер с биоматериалом,
- подписанную анкету
- Заклейте белый брендированный пакет и передайте его курьеру.

Сроки выдачи и способы получения результата.

- По готовности результата Вы получите SMS-уведомление;
- Результат будет отправлен на указанную Вами при оформлении заявки электронную почту.
- При получении положительного или сомнительного результата биоматериал будет отправлен в лабораторию Роспотребнадзора для подтверждения и сроки выдачи результата будут увеличены.

